




GUIDA ALLE TAGLIE

SIZE GUIDE



POSIZIONE PER IL CORRETTO UTILIZZO DI DROP MASK
 POSITION FOR THE CORRECT USE OF DROP MASK

DROP MASK (S)



A


INFERIORE A CM 11,5
 LESS THAN 11,5 CM

B

INFERIORE A CM 11,5
 LESS THAN 11,5 CM

B¹ e B² uguale o minore di cm 6 per lato del volto.
 B¹ e B² equal or less than 6 cm per side of the face.

DROP MASK (L)



A

DA CM 12 A SUPERIORE
 FROM 12 CM TO ABOVE

B

DA CM 12 A SUPERIORE
 FROM 12 CM TO ABOVE

B¹ e B² uguale o maggiore di cm 6 per lato del volto.
 B¹ e B² equal or greater than 6 cm per side of the face