




GUIDA ALLE TAGLIE



POSIZIONE PER IL CORRETTO UTILIZZO DI DROP MASK.


DROP MASK (L)



A	B
DA CM 12 A SUPERIORE	DA CM 12 A SUPERIORE

Assicurarsi che dall'asse centrale del naso, ci sia una dimensione laterale (B¹ e B²) da cm 6 a superiore, per lato del volto.

DROP MASK (S)



A	B
INFERIORE A CM 11,5	INFERIORE A CM 11,5

Assicurarsi che dall'asse centrale del naso, ci sia una dimensione laterale (B¹ e B²) inferiore a cm 6 per lato del volto.

Importante: La profondità nel profilo è determinata dalle dimensioni del corpo maschera rispetto alle dimensioni di A e B.